

## Individuellt lyftschema

Upplever du som ska utföra lyftet att du har tillräckligt med kunskap?

Om inte vänd dig till:

för utbildning.

|                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Patientens namn:                                                                                                                              |  |
| Förskrivarens namn:                                                                                                                           |  |
| Selens namn/modell:                                                                                                                           |  |
| Eventuella tillbehör:                                                                                                                         |  |
| Polstring <input type="checkbox"/> Förlängningsband övre öglor <input type="checkbox"/> Förlängningsband nedre öglor <input type="checkbox"/> |  |

## Inspektion av lyftsele

Innan varje användning ska selen inspekteras noggrant enligt följande:

- Kontrollera att selen är hel, utan synliga skador, slitage eller trasiga sömmar.
- Kontrollera att lyftöglor och fästen är intakta och säkra.
- Vid minsta tveksamhet om selens skick – använd inte selen och rapportera till ansvarig förskrivare.

## Applicering av lyftsele

Lyftbandöglor appliceras enligt ordning:

- Övre öglor
- Bendelarnas öglor

Bandelarna appliceras: Korsade ☐ Var för sig ☐ Omlott ☐

Kommentar applicering (t.ex. färgmarkering ögla):

## Kontroll av lyftsele i lyftbygel

Innan lyftet påbörjas, kontrollera:

- Att alla öglor är korrekt fästa i lyftbygeln.
- Att selen sitter slätt och inte är felplacerad.
- Att patienten sitter stabilt och bekvämt i selen.

Vid osäkerhet – avbryt lyftet och kontrollera sele och fästen en gång till.

- **Ha alltid tillsyn vid lyftsituation!**

**VÄND!**

## Användning av lyftsele

- ☐ Lyftselen tas bort efter lyftet
- ☐ Lyftselen lämnas kvar bakom patient
- ☐ Lyftselens bendelar tas bort

Annat alternativ:

- ☐ Lyftselen används till/från rullstol
- ☐ Lyftselen används vid toalettbesök
- ☐ Lyftselen används vid duschsituation
- ☐ Lyftselen används på annat sätt

Kommentar användning:

## Övriga instruktioner (ex.vis QR-kod med appliceringsanvisning eller bruksanvisning)

Fält för QR-kod