

## Checklista utbildning av patient/anhörig i dränage med PleurX™ kateter

<p><b>Hur fungerar PleurX™</b> Kort genomgång av hur katetern fungerar, visa dränagehålen och vilken del som är inne i kroppen, att manschetten växer fast, samt hur ventilen fungerar.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Försiktighetsåtgärder</b> Gå igenom att ingenting annat får stoppas in i ventilen, att man ALDRIG ska använda sax för att ta bort förband etc. Vad man gör om ventilen inte håller tätt.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Hur fungerar påsen/flaskan</b> Gå igenom alla delar, se sidan 4 i bruksanvisningen. Förklara vakuum vid flaska eller tyngdkraft vid påse, hur det fungerar.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Förbandsmaterialet i våra set</b> Se sidan 4 igen. Vad har man till vad, samt extra info om nödfallsklämman. Gå igenom vad som finns och varför.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Ordination</b> Gå igenom patientens ordination, hur mycket och hur ofta det ska tappas.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Förberedelser dränageplats</b> Prata igenom lämpligt ställe att sitta, förslagsvis sovrum eller soffan i vardagsrum. Bra att "halvsitta" upp. Bra att sitta på ett ställe där det är lättstädad, men där patienten kan lägga sig ner om man blir yr (undvik köket och badrummet).</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Förberedelser hygien</b> Gå igenom handhygien, av med ringar och klocka. Visa hur man tvättar händerna (öva gärna och kolla), samt vad man torkar sig på, ren egen handduk. Planera för om den som tappar ska ha osterila handskar eller förslagsvis handdesinfektion vid avlägsnande av förband och övriga förberedelser. Gå igenom vilken yta man kan hålla till på, tips: bricka eller bord.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Hur dränerar man</b> Gå igenom dränaget steg för steg.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Protokoll</b> Viktigt att notera mängden vätska som dränerats, visa protokoll.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Sätta på nytt förband/omläggning</b> Gå igenom hur man tvättar och vad man tvättar med, samt hur man lägger om. Tänk på att det kan vara olika beroende på hur ofta man dränerar, om ventilen ska lämnas utanför eller inte. Extra noga med hur man sätter på Tegaderm.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Stygn</b> Informera om när stygnen ska tas, vem som ska ta dem, samt hur de ska hålla koll samt skötas fram till dess.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Bad och dusch</b> Informera tydligt om riskerna framför allt vid badkar och pool, samt att ventilen måste vara täckt av Tegaderm vid dusch. Bra att ha som rutin att duscha strax före dränage.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Avfall</b> Informera om vad man gör med tappad vätska och övrigt skräp. OBS: Viktigt att följa lokala riktlinjer vid riskavfall, t ex cytostatika.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>Gå igenom övriga frågor och svar</b> Se sid 14 i bruksanvisningen.</p>	<input type="checkbox"/>

Datum och utbildare: \_\_\_\_\_