

# Beställningsunderlag drivaggregat E-motion

Leverantör: Invacare

## Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: \_\_\_\_\_

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice

Box 507

961 28 Boden

## Förskrivare

<b>Användarnamn</b> (i webSesam)		<b>Datum</b>	
<b>Namn</b>		<b>Telefon/mobil</b>	
<b>Kundnummer</b>		<b>Betalare</b>	

## Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

<b>Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan</b>			
<b>Namn</b>		<b>Personnr</b>	
<b>Adress</b>		<b>Telefon</b>	
<b>Postadress</b>		<b>Mobil</b>	

## Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

<b>Adress</b>		<b>Telefon</b>	
<b>Postadress</b>		<b>Mobil</b>	

## Övrig information

--

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-5112	<b>Version</b> 1.4

### Viktig information


#### Vid flygresa med hjälpmedlet (Invacares information):

E-motion, särskilt litium-jon-batterierna som finns i den, uppfyller IATA-kraven (International Air Transport Association) för medtagning på flyg. Detta bekräftar vi årligen med vårt transportcertifikat, som utfärdas baserat på de IATA-föreskrifterna gällande farligt gods som ges ut i mitten av december varje år. Det aktuella certifikatet finns tillgängligt på Invacares hemsida för nedladdning.

**Mer information, se bruksanvisning**

Kontakta alltid researrangören eller flygbolaget redan vid planeringen av en resa gällande medtagning av e-motion på alla flyg som ni har bokat. Slutligen är det piloten som avgör om e-motion får tas med ombord eller om den ska avvisas. Detta beslut kan varken leverantören förskrivare påverka.

E-motion får endast användas vid temperaturer mellan -20 °C och +50 °C.


Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	24" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 43388	1592559	Vikt: 7,8 kg/hjul Hinder: Max 5 cm
	22" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 50016	1592670	Hastighet: 6 km/h Körsträcka: Ca 25 km
	25" E-motion M25 med rostfri drivring	<input type="checkbox"/> 51700	1592658	Brukarvikt: 150 kg (24") 125 kg (22")
	24" E-motion M25 med tetra drivring	<input type="checkbox"/> * 50217	1592651	

**\*) Utgående – levereras o mån av tillgång på lager**

#### Ingår i grundutförandet

Drivhjul 2 st. (högtrycksdäck – Right Run) med rostfri drivring  
Batteri, 1 st.  
Batteriladdare  
Fjärrkontroll ECS

### Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar	
<b>Monteringssatser</b>					
<b>För montering på Pantheras stolar</b>					
	S3/U3	<input type="checkbox"/> 45363	1653509	För att kunna montera E-motion på Panthera-stolar måste även Pantheras tidigare standardbakaxel beställas. Se nedan	
	S2/U2	<input type="checkbox"/> 43389	1585094		
	<b>Pantheras tidigare standard-bakaxel</b>				
	27 cm	<input type="checkbox"/> 37790	3300027	Krävs för montering av E-motion på Panthera-stol.  2019 ändrades materialet i standardbakaxeln från aluminium till kolfiber.	
	30 cm	<input type="checkbox"/> xxxxx	3300030		
	33 cm	<input type="checkbox"/> 30485	3300033		
	36 cm	<input type="checkbox"/> 30312	3300036		
	39 cm	<input type="checkbox"/> 30401	3300039		
	42 cm	<input type="checkbox"/> 30271	3300042		
45 cm	<input type="checkbox"/> 33710	3300045			
50 cm	<input type="checkbox"/> 40362	3300050			

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4

<b>För montering på Etacs stolar</b>				
	Cross 5/Cross 5 XL	<input type="checkbox"/> <b>55983</b>	1653510	
	Cross 6	<input type="checkbox"/> <b>xxxxx</b>	1663846	
	Prio	<input type="checkbox"/> <b>54954</b>	1663884	
<b>Modifierings-kit</b>				
	Pantheras std-hjul, 12 mm axel	<input type="checkbox"/> <b>27939</b>	1457835	Monteras på standardhjulen för att kunna växla mellan std-hjul och E-motionhjulen.
	Cross 5 std-hjul, (12,7/12x104 mm)	<input type="checkbox"/> <b>xxxxx</b>	1521191	
<b>Drivringsöverdrag (styck)</b>				
	24"	<input type="checkbox"/> <b>48020</b>	1592421	Köp
	22"	<input type="checkbox"/> <b>51882</b>	1592425	
<b>Ekerskydd (styck)</b>				
	Mönster: Comic 22"	<input type="checkbox"/> <b>xxxxx</b>	1592266	
	Mönster: Sphere 24" 25"	<input type="checkbox"/> <b>xxxxx</b> <input type="checkbox"/> <b>xxxxx</b>	1592268 1592269	
	Mönster: Släta 24"	<input type="checkbox"/> <b>50216</b>	1592553	
<b>Fjärrkontroll</b>				
	<b>Fjärrkontroll ECS</b>	<input type="checkbox"/> <b>50215</b>	1592486	<i>Ingår i grundutförandet</i> Funktioner: - Av/på - 2 körprogram - Roll back delay - Batteri indikation
<b>Tippskydd</b>				
	<b>Tippskydd med uppställningsfunktion</b>	<input type="checkbox"/> <b>43390</b>	1593206	Rullstolens standardtippskydd används i första hand.
<b>Övrigt</b>				
	<b>Transport axel</b>	<input type="checkbox"/> <b>45362</b>	1591362	Underlättar vid transport av däcken

<b>Process</b> [Process]	<b>Faktaägare</b> Service, Norrbottens läns landsting	<b>Upprättad av</b> Lena Nordgren Hansson
<b>Dokumenttyp</b> Information	<b>Dokument-Id</b> divse-4-5112	<b>Version</b> 1.4