

Individuellt lyftschema

Upplever du som ska utföra lyftet att du har tillräckligt med kunskap?

Om inte vänd dig till: för utbildning.

Patientens namn:	
Förskrivarens namn:	
Selens namn/modell:	
Eventuella tillbehör:	
Polstring <input type="checkbox"/> Förlängningsband övre öglor <input type="checkbox"/> Förlängningsband nedre öglor <input type="checkbox"/>	

Inspektion av lyftsele

Innan varje användning ska selen inspekteras noggrant enligt följande:

- Kontrollera att selen är hel, utan synliga skador, slitage eller trasiga sömmar.
- Kontrollera att lyftöglor och fästen är intakta och säkra.
- Vid minsta tveksamhet om selens skick – använd inte selen och rapportera till ansvarig förskrivare.

Applicering av lyftsele

Lyftbandöglor appliceras enligt ordning:

- Övre öglor
- Bendelarnas öglor

Bandelarna appliceras: Korsade Var för sig Omlott

Kommentar applicering (t.ex. färgmarkering ögla):

Kontroll av lyftsele i lyftbygel

Innan lyftet påbörjas, kontrollera:

- Att alla öglor är korrekt fästa i lyftbygel.
- Att selen sitter slätt och inte är felplacerad.
- Att patienten sitter stabilt och bekvämt i selen.

Vid osäkerhet – avbryt lyftet och kontrollera sele och fästen en gång till.

- **Ha alltid tillsyn vid lyftsituation!**

VÄND!

Användning av lyftsele

- Lyftselen tas bort efter lyftet
- Lyftselen lämnas kvar bakom patient
- Lyftselens bendelar tas bort

Annat alternativ:

- Lyftselen används till/från rullstol
- Lyftselen används vid toalettbesök
- Lyftselen används vid duschsituation
- Lyftselen används på annat sätt

Kommentar användning:

Övriga instruktioner (ex.vis QR-kod med appliceringsanvisning eller bruksanvisning)