

Beställningsunderlag drivaggregat E-move

Leverantör: Decon Wheel

Särskild förskrivning:

Ja, vid ny förskrivning.

Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent

☐ Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning.
C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:

Hjälpmedelsverksamheten, Länservice
Box 507
961 28 Boden

Förskrivare

Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel

Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)

Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

--

Viktig information
Vid flygresor med hjälpmedel: Li-ion batteri kategoriseras som farligt gods enligt IATA:s regler. Generellt är det inte ett problem att ta detta batteri med i flygplanen. Brukaren skall kontakta flygbolaget innan resa eller bokning. Intyget för Li-ion batteri finns på leverantörens hemsida.
Övrig: Om brukaren ska kunna skifta mellan e-move och rullstolens manuella hjul måste detta anges på beställningen.

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Utgående sortiment – levereras i mån av tillgång på lager				
	24"	☐ 42958	MEML247600	Ökar stolsbredden med ca 3,6 cm
	24" Blackline	☐ 53884	MEML3242M	Vikt: 7 kg/st
	22" Blackline	☐ 52153	MEML3222M	Hinder: 2,5 cm Hastighet: max 6 km/h Brukarvikt: 130 kg
Ingående delar				
Drivhjul 2 st (högtrycksdäck) med rostfri drivring och Quick-release axel 2 körprofilsväljare Batteri, 1 st (lion) Batteriladdare				

Tillbehör

Bild	Artikel	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Monteringssatser				
	Panthera S2 Swing, S2, U2			
	- Om man behöver skifta mellan Pantheras standarhjul och E-drive måste detta anges i rutan <i>Övrig information</i>. - Batteriets standardplacering: Under sätet. - Bakaxel Carbon + 1,5 behövs - Bromsen behöver oftast breddas, Beställ: S3 broms: 38846 (4650000) + bromsblad för PU-däck: 44777 (4630150)			
	Höger Vänster	☐ 37615 ☐ 37614	MEM6004-11 MEM6003-11	Typ 11 Rak axel med sidoskydd (stålaxel)
	Höger Vänster	☐ 37821 ☐ 37820	MEM6004-20 MEM6003-20	Typ 20 Camberaxel
	Höger Vänster	☐ 37748 ☐ 37747	MEM6004-30 MEM6003-30	Typ 30 Med kolfiberaxel

Panthera S3 Swing, S3, U3						
Höger	☐ 37748	MEM6004-30				
Vänster	☐ 37747	MEM6003-30				
Panthera U2 Light/L, U3 Light/L						
Höger	☐ xxxxx	MEM6004-40				
Vänster	☐ xxxxx	MEM6003-40				
Cross 5						
Höger	☐ 37222	MEM6154				
Vänster	☐ 37221	MEM6153				
Cross 6						
	☐ xxxxx	MEM6407				
	☐ xxxxx	MEM6408				
Drivringar (styck)						
	Poly kompakt					
	24"	☐ 37819	XA3-W253A-60			
	22"	☐ xxxxx	XA3-W253A-50			
	Poly gelé					
	24"	☐ 34154	XA3-W253A-80			
	22"	☐ xxxxx	XA3-W253A-85			
	Max grepp					
	24"	☐ 41990	XA3-W253A-90			
	22"	☐ xxxxx	XA3-W253A-91			
Ekerskydd (styck)						
	24"	☐ 53347	SG2407			
	22"	☐ xxxxx	SG2207			
Övriga tillbehör						
	Plasthölje till av/på knapp (skyddskåpa)	☐ xxxxx	XOE-82585-00			
	2 Personliga profiler	☐ 37818	MEM7600	<i>Ingår i standardutförande</i> För att kunna ställa in två olika profiler på krafttillförsel för brukaren att växla mellan.		