

Beställningsunderlag drivaggregat Infinity

Leverantör: Decon Wheel

Särskild förskrivning: Ja, vid ny förskrivning. Nej vid byte. Vid byte av drivaggregat ska kontakt tas med hjälpmedelskonsulent
<input type="checkbox"/> Förskrivning förankrad med hjälpmedelskonsulent: _____

Det ifyllda förskrivningsunderlaget, med personnummer, bifogas i en C2-beställning. C2 formuläret finns på vårdgivarwebben Hjälpmedel under *Beställning och leverans*.

Förskrivningsunderlaget även skickas till Länservice via vanlig postgång:
 Hjälpmedelsverksamheten, Länservice
 Box 507
 961 28 Boden

Förskrivare			
Användarnamn (i webSesam)		Datum	
Namn		Telefon/mobil	
Kundnummer		Betalare	

Patientuppgifter eller individnummer på redan förskrivet hjälpmedel			
Individnummer på redan förskrivet hjälpmedel – fyll även i personens initialer nedan			
Namn		Personnr	
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Leveransuppgifter (om annan än till patient ovan)			
Adress		Telefon	
Postadress		Mobil	

Övrig information

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4

Viktig information

Produkten kan användas både inomhus och utomhus med vikt på utomhus (-15°C till 40°C). Användning i utomhusmiljöer är främst på asfalterat underlag såsom vägar och cykelbanor samt grusvägar. Användning i inomhusmiljöer är främst större offentliga lokaler såsom bibliotek, matvaruaffär, galleria, sjukhus och andra liknande miljöer.


Resa med flyg:

Vid flygning kan ej standardbatteriet användas utan man måste använda sig av ett Travelpack-batteri med lägre kapacitet, se tillhörslistan nedan.

Det kan vara förbjudet att ta med sig litium jon batteriet (standardbatteriet) ombord och även att checka in det som handbagage. Rådfråga alltid flygbolaget i förväg.

Manual

Infinity

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Infinity med grovt däck	<input type="checkbox"/> 55388	INF003	
	Infinity standard med tetra handtag	<input type="checkbox"/> xxxxx	INF005	

Information

Max brukarvikt:	125 kg
Vikt inkl. batteri:	ca 22 kg
Max Hastighet:	15 km/h
Hindertagning:	50 mm
Backtagning:	8 grader
Uppladdning:	Normal uppladdning 3-4 timmar
Passar till rst. från:	Panthera, Etac
Batteri:	Li-Ion 48V, 10Ah (480 Wh)
Körsträcka:	ca 45 km

Grundutförandet för Infinity med grovt däck



16" grovmönstrat däck (lufttryck i däck: 2 bar)
Touchdisplay
3 körprofiler (standard, Eco, Personlig)
Backfunktion
Dubbla hydrauliska bromsar
Belysning fram
parkeringsbroms
Ringklocka
Batteri (Li-ion) + Batteriladdare

Grundutförandet för Infinity med tetra handtag

16" finmönstrat däck
Touchdisplay
3 körprofiler (standard, Eco, Personlig*)
Backfunktion
Dubbla mekaniska bromsar
Belysning fram/bak
parkeringsbroms
Ringklocka
Batteri (Li-ion) + Batteriladdare
Tetrahandtag

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4

Tillbehör

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
Extra vikter				
		<input type="checkbox"/> 54100	INFM5600	Par. Placeras på båda sidor av hjulet
Monteringssatser/adaptrar				
Monteringssats till: Panthera 2-segment				
Rekommenderas inte att sätta på stolar som är mer än 5 år gamla. Man får gå över till S3-segmentet då Infinity används.				
Monteringssats till: Panthera S3 Swing				
Sb: 36-39 cm	<input type="checkbox"/> 54427	INFM7104		
Sb: 42-50 cm	<input type="checkbox"/> 54428	INFM7204		
Monteringssats till: Panthera S3, U3, U3 Light				
Sb: 33-39 cm	<input type="checkbox"/> 54101	INFM7002		
Sb: 42-45 cm	<input type="checkbox"/> 55209	INFM7102		
Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 55210	INFM7202		
Monteringssats till: Cross 6/ Cross 6 lång				
Sb: 35-40 cm	<input type="checkbox"/> 55976	INFM7013		
Sb: 42,5 – 47,5 cm	<input type="checkbox"/> 55977	INFM7113		
Sb: 50 cm	<input type="checkbox"/> 55978	INFM7213		
Korg				
	Nätkorg	<input type="checkbox"/> 55212	LBM5008	Köp på korgen. Fästet hyrs
	Klickfäste	<input type="checkbox"/> 55211	LBM5000	korg + korgfäste förskrivs vid behov
Travelpack, batterier vid resa				
	48V, 6Ah Typ: Torrcell med inbyggd mikrodonator	<input type="checkbox"/> xxxxx	LBM1002	Hyrs under lång tid – ej säsongshyra! Krävs vid resa med flyg. Mindre batteri som även minskar körsträckan med ca 50%. Behöver underhållsladdas om det är långt mellan användningarna.
Förlängt handtag				
		<input type="checkbox"/> 55352	INF0621	För att få en längre hävarm för brukaren vid av- och på dockning

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-5112	Version 1.4